




COOK® JCD ダイレータ

本品は、カテーテル等の挿入又は操作のために血管又は組織を拡張するために用います。

- COONS型ダイレータの先端は、スタンダード型より長いテーパー形状です。

グローバル 製品番号	カタログ 番号	ダイレータ 径 Fr	ダイレータ 長 cm	適合 ガイドワイヤ 径 inch
スタンダード型ダイレータ				
G00972	JCD5.0-35-20	5	20	.035
G00983	JCD5.0-38-20			.038
G00868	JCD6.0-35-20	6		.035
G00937	JCD6.0-38-20			.038
G00892	JCD7.0-35-20	7		.035
G00973	JCD7.0-38-20			.038
G00980	JCD8.0-38-20	8		.038
G00992	JCD9.0-38-20	9		
G00993	JCD10.0-38-20	10		
G00994	JCD11.0-38-20	11		
G00995	JCD12.0-38-20	12		
G00996	JCD14.0-38-20	14		
G01212	JCD16.0-38-20	16		
COONS 型ダイレータ				
G04115	JCD7.0-38-20-COONS	7	20	.038
G03927	JCD8.0-38-20-COONS	8		
G04568	JCD9.0-38-20-COONS	9		
G03928	JCD10.0-38-20-COONS	10		
G03929	JCD12.0-38-20-COONS	12		
G03932	JCD14.0-38-20-COONS	14		
G03947	JCD16.0-38-20-COONS	16		
G04051	JCD18.0-38-20-COONS	18		
G04264	JCD20.0-38-20-COONS	20		



製造販売元

クックメディカルジャパン合同会社
〒164-0001 東京都中野区中野4-10-1
中野セントラルパークイースト
TEL : 03-6853-9470
cookmedical.co.jp

Asia Pacific Customer Service

Australia: +61 734346000, cau.custserv@cookmedical.com
China: +86 2154519599, chinacssupport@cookmedical.com
Hong Kong: +852 34721688, cs.cahk@cookmedical.com
India: +91 4426793000, india.orders@cookmedical.com
Japan: +81 368539470, info-japan@cookmedical.com
Korea: +822 62923500, kr.orders@cookmedical.com
Malaysia: +603 79621688, cs.malaysia@cookmedical.com
Singapore: +65 63207678, cooksea.cs@cookmedical.com
Taiwan: +866 266283500, cooktwn@cookmedical.com
Thailand: +662 1688630, th.orders@cookmedical.com
SADC: +65 63207600, sadc_cs@cookmedical.com
cookmedical.com