


扩展您的操作选项

配有可以穿过 5 Fr 导引鞘的球囊。



球囊扩张导管的材质



球囊扩张导管的球囊充盈后的形态

Advance 35LPTM *

球囊扩张导管




*产品名称: 球囊扩张导管 Advance 35LP
Low Profile PTA Balloon Dilatation Catheter

订货号码	产品型号	导丝直径 英寸	充盈球囊直径 mm	球囊长度 cm	标称压力 atm	额定爆破压 atm
0.035 英寸 导丝 - 80 cm 导管						
G52325	PTA5-35-80-3-2.0	0.035	3	2	10	15
G52326	PTA5-35-80-3-4.0	0.035	3	4	10	15
G52327	PTA5-35-80-3-8.0	0.035	3	8	10	15
G52328	PTA5-35-80-3-10.0	0.035	3	10	10	15
G52331	PTA5-35-80-4-2.0	0.035	4	2	10	15
G52332	PTA5-35-80-4-4.0	0.035	4	4	10	15
G52333	PTA5-35-80-4-8.0	0.035	4	8	10	15
G52334	PTA5-35-80-4-10.0	0.035	4	10	10	15
G52336	PTA5-35-80-4-14.0	0.035	4	14	10	15
G52337	PTA5-35-80-5-2.0	0.035	5	2	10	15
G52338	PTA5-35-80-5-4.0	0.035	5	4	10	15
G52339	PTA5-35-80-5-6.0	0.035	5	6	10	15
G52340	PTA5-35-80-5-8.0	0.035	5	8	10	15
G52341	PTA5-35-80-5-10.0	0.035	5	10	10	15
G52343	PTA5-35-80-5-14.0	0.035	5	14	10	15
G52344	PTA5-35-80-6-2.0	0.035	6	2	10	15
G52345	PTA5-35-80-6-4.0	0.035	6	4	10	15
G52346	PTA5-35-80-6-6.0	0.035	6	6	10	15
G52347	PTA5-35-80-6-8.0	0.035	6	8	10	15
G52348	PTA5-35-80-6-10.0	0.035	6	10	10	15
G52350	PTA5-35-80-6-14.0	0.035	6	14	10	15
G52351	PTA5-35-80-7-2.0	0.035	7	2	8	12
G52352	PTA5-35-80-7-4.0	0.035	7	4	8	12
G52353	PTA5-35-80-7-6.0	0.035	7	6	8	12
G52354	PTA5-35-80-7-8.0	0.035	7	8	8	12
G52358	PTA5-35-80-8-2.0	0.035	8	2	8	11
G52359	PTA5-35-80-8-4.0	0.035	8	4	8	11
G52360	PTA5-35-80-8-6.0	0.035	8	6	8	11
G52361	PTA5-35-80-8-8.0	0.035	8	8	8	11
G52366	PTA5-35-80-9-4.0	0.035	9	4	8	11
G52367	PTA5-35-80-9-6.0	0.035	9	6	8	11
G52368	PTA5-35-80-9-8.0	0.035	9	8	8	11
G52369	PTA5-35-80-9-10.0	0.035	9	10	8	11
G52372	PTA5-35-80-10-3.0	0.035	10	3	8	11
G52373	PTA5-35-80-10-4.0	0.035	10	4	8	11
G52374	PTA5-35-80-10-6.0	0.035	10	6	8	11

产品型号解释

PTA5-35-80-3-2.0




订货号码	产品型号	导丝直径 英寸	充盈球囊直径 mm	球囊长度 cm	标称压力 atm	额定爆破压 atm
G52375	PTA5-35-80-10-8.0	0.035	10	8	8	11
G52376	PTA5-35-80-10-10.0	0.035	10	10	8	11
G52379	PTA5-35-80-12-4.0	0.035	12	4	5	8
G52380	PTA5-35-80-12-8.0	0.035	12	8	5	8
G52381	PTA5-35-80-12-10.0	0.035	12	10	5	8
G52383	PTA5-35-80-12-14.0	0.035	12	14	5	8

订货号码	产品型号	导丝直径 英寸	充盈球囊直径 mm	球囊长度 cm	标称压力 atm	额定爆破压 atm
0.035 英寸 导丝 - 135 cm 导管						
G52245	PTA5-35-135-3-2.0	0.035	3	2	10	15
G52246	PTA5-35-135-3-4.0	0.035	3	4	10	15
G52247	PTA5-35-135-3-8.0	0.035	3	8	10	15
G52248	PTA5-35-135-3-10.0	0.035	3	10	10	15
G52250	PTA5-35-135-3-14.0	0.035	3	14	10	15
G52251	PTA5-35-135-4-2.0	0.035	4	2	10	15
G52252	PTA5-35-135-4-4.0	0.035	4	4	10	15
G52253	PTA5-35-135-4-8.0	0.035	4	8	10	15
G52254	PTA5-35-135-4-10.0	0.035	4	10	10	15
G52256	PTA5-35-135-4-14.0	0.035	4	14	10	15
G52257	PTA5-35-135-5-2.0	0.035	5	2	10	15
G52258	PTA5-35-135-5-4.0	0.035	5	4	10	15
G52259	PTA5-35-135-5-6.0	0.035	5	6	10	15
G52260	PTA5-35-135-5-8.0	0.035	5	8	10	15
G52261	PTA5-35-135-5-10.0	0.035	5	10	10	15
G52263	PTA5-35-135-5-14.0	0.035	5	14	10	15
G52264	PTA5-35-135-6-2.0	0.035	6	2	10	15
G52265	PTA5-35-135-6-4.0	0.035	6	4	10	15
G52266	PTA5-35-135-6-6.0	0.035	6	6	10	15
G52267	PTA5-35-135-6-8.0	0.035	6	8	10	15
G52268	PTA5-35-135-6-10.0	0.035	6	10	10	15
G52270	PTA5-35-135-6-14.0	0.035	6	14	10	15
G52271	PTA5-35-135-7-2.0	0.035	7	2	8	12
G52272	PTA5-35-135-7-4.0	0.035	7	4	8	12
G52273	PTA5-35-135-7-6.0	0.035	7	6	8	12
G52274	PTA5-35-135-7-8.0	0.035	7	8	8	12
G52278	PTA5-35-135-8-2.0	0.035	8	2	8	11
G52279	PTA5-35-135-8-4.0	0.035	8	4	8	11
G52280	PTA5-35-135-8-6.0	0.035	8	6	8	11
G52281	PTA5-35-135-8-8.0	0.035	8	8	8	11
G52282	PTA5-35-135-8-10.0	0.035	8	10	8	11
G52286	PTA5-35-135-9-4.0	0.035	9	4	8	11
G52288	PTA5-35-135-9-8.0	0.035	9	8	8	11
G52289	PTA5-35-135-9-10.0	0.035	9	10	8	11
G52293	PTA5-35-135-10-4.0	0.035	10	4	8	11
G52294	PTA5-35-135-10-6.0	0.035	10	6	8	11


产品型号解释

PTA5-35-80-3-2.0




订货号码	产品型号	导丝直径 英寸	充盈球囊直径 mm	球囊长度 cm	标称压力 atm	额定爆破压 atm
G52295	PTA5-35-135-10-8.0	0.035	10	8	8	11
G52296	PTA5-35-135-10-10.0	0.035	10	10	8	11
G52298	PTA5-35-135-10-14.0	0.035	10	14	8	11
G52299	PTA5-35-135-12-4.0	0.035	12	4	5	8
G52300	PTA5-35-135-12-8.0	0.035	12	8	5	8
G52301	PTA5-35-135-12-10.0	0.035	12	10	5	8

以下产品与 Advance 35LP™ 球囊扩张导管兼容。




Amplatz™* 导丝提供, AUS1 及 AUS 2 两种刚度选项适用于诊断和介入操作。


* 产品名称: 导丝 Amplatz Ultra Stiff Wire Guides




FLEXOR® 导入器提供 4、5、6、7、8、10 和 12 Fr 规格。



亲水涂层导丝适用于辅助向外周血管系统内输送经皮导管。



CXI® 支持导管适用于小血管或超选择性诊断和介入操作，可用于外周血管。



ZILVER® PTX 药物洗脱外周血管支架是一种由镍钛合金制成的自膨式支架，表面覆有紫杉醇药物涂层。本产品为永久植入物，是柔韧的激光雕刻支架，植入血管后即可保持柔顺性，又能提供良好的支撑性。展开后，支架可对血管内腔产生向外的径向力，从而使支架区血管保持开放。

产品名称: 球囊扩张导管
生产企业名称: 库克公司 Cook Incorporated
注册证号: 国械注进20153030066

产品名称: 导丝
生产企业名称: 库克欧洲公司 William Cook Europe ApS
注册证号: 国械注进20153032730

产品名称: 导入器
生产企业名称: 库克公司 Cook Incorporated
注册证号: 国械注进20173031483

产品名称: 导入器
生产企业名称: 库克公司 Cook Incorporated
注册证号: 国械注进20173032039

产品名称: 亲水涂层导丝
生产企业名称: 库克公司 Cook Incorporated
注册证号: 国械注进20173030706

产品名称: 支持导管
生产企业名称: 库克公司 Cook Incorporated
注册证号: 国械注进20163031217

产品名称: 药物洗脱外周血管支架
生产企业名称: 库克爱尔兰有限公司Cook Ireland Limited
注册证号: 国械注进20203130151

广告批准文号: 沪械广审(文)第240623-38916号
禁忌内容或注意事项详见说明书



库克(中国)医疗贸易有限公司
中国上海市徐汇区天钥桥路333号腾飞大厦1503室
邮编: 200030
电话: +86-21-5451-9599
电邮: chinacssupport@cookmedical.com
cookmedical.com.cn