

Assist in cell collection in the biliary system.



Fusion[®]
CYTOLOGY BRUSH

DUAL PLATFORM ERCP

ACCESS

STONE MANAGEMENT

STRICTURE MANAGEMENT



Fusion[®]

CYTOLOGY BRUSH

胆管系の組織採取に使用します。

- 細胞採取のための角度の付いたブラシデザイン
- 8 Fr 生検ブラシでは、1.5 cm のフィリフォームチップによって、狭窄部位のブラシの通過性をサポート
- Mark V System[®] 採用により、先端から 5、10、15 cm の位置の内視鏡下での視認性を確保し、カニキュレーション深度を表示

グローバル 製品番号	カタログ 番号	ブラシ 長さ cm	カテーテル Fr/全長 cm	フィリフォーム チップ 全長 cm	ガイドワイヤ 径 inch	最小適 合鉗子 チャンネル mm
G31525	FS-CB-1.5-S	2.5	8/200	1.5	0.035	4.2

製造販売元

クックメディカルジャパン合同会社
〒164-0001 東京都中野区中野4-10-1
中野セントラルパークイースト
TEL : 03-6853-9470
cookmedical.co.jp

Asia Pacific Customer Service

Australia: +61 734346000, cau.custserv@cookmedical.com
China: +86 2154519599, chinacssupport@cookmedical.com
Hong Kong: +852 34721688, cs.cahk@cookmedical.com
India: +91 4426793000, india.orders@cookmedical.com
Japan: +81 368539470, info-japan@cookmedical.com
Korea: +822 62923500, kr.orders@cookmedical.com
Malaysia: +603 79621688, cs.malaysia@cookmedical.com
Singapore: +65 63207678, cooksea.cs@cookmedical.com
Taiwan: +866 266283500, cooktw@cookmedical.com
Thailand: +662 1688630, th.orders@cookmedical.com
SADC: +65 63207600, sadc_cs@cookmedical.com
cookmedical.com

