



选择性地插入
输卵管近端。



Modified Novy™
子宫角套管

产品名称¹: 子宫角套管 Novy Cornual Cannulation Set






Modified Novy™

子宫角套管

旨在通过宫腔镜操作通道或其他子宫介入器械使用，在宫腔镜或X线透视引导下进行近端输卵管的选择性插管和疏通，随后经通色素液或注入造影剂来评估输卵管的功能。

子宫角套管内的导丝仅用于辅助放置内导管。不可用于输卵管再通，也不应该超过输卵管峡部。

- 聚乙烯导引导管可轻松进入子宫角开口。
- 透明的导管头端可让您观察到内导管和导丝。



订货号码	产品型号	导引导管外径 mm	导引导管长度 cm	内导管外径 mm	内导管长度 cm	导丝直径 mm
G17478	J-NCS-503570	1.65	35	1.0	50	0.46
G17558	J-NCS-504070	1.65	40	1.0	55	0.46

产品名称: 子宫角套管
 生产企业名称: 库克公司 Cook Incorporated
 注册证号: 国械注进20192181691
 广告批准文号: 沪械广审(文)第240201-15184号
 禁忌内容或注意事项详见说明书



库克(中国)医疗贸易有限公司
 中国上海市天钥桥路333号腾飞大厦1503室
 邮编: 200030
 电话: +86-21-5451-9599
 传真: +86-21-5451-9595
 邮箱: ChinaCSSupport@cookmedical.com