


Create a diversion




Available in
8.4 Fr
Set

バンダーダイバージョンステントセット

Sof-Flex[®]

Learn more.

より詳しい情報は弊社担当者
までご連絡ください。



バンダーダイバージョンステントセット


Sof-Flex

本品は、長期的使用を目的として、腎う（盂）・尿管に挿入・留置してドレナージを行うために使用されます。ステントの最大留置期間は90日です。

本品は下記のセットにより構成されています。

尿管ステント（右尿管用（赤色）及び/又は左尿管用（青色））


注）カタログ番号025228-OEと025228のみ、尿管ステントは2本セットとなります。



ガイドワイヤ



アダプタ（カテーテルリテーナ、カテーテルコネクタ）



| グローバル 製品番号 | カタログ 番号 | Fr | 長さ cm |
|----------------------|--------------|-----|----------|
| 右オープンエンド | | | |
| G57580 | 025706-S1-JP | 6.0 | 75 |
| G57582 | 025707-S1-JP | 7.0 | 70 |
| 左オープンエンド | | | |
| G57581 | 025806-S1-JP | 6.0 | 75 |
| G57583 | 025807-S1-JP | 7.0 | 70 |
| オープンエンド（2本入） | | | |
| G17185 | 025228-OE | 8.4 | 75 |
| 右クローズドエンド | | | |
| G16187 | 025708 | 8.4 | 75 |
| クローズドエンド（2本入） | | | |
| G16995 | 025228 | 8.4 | 75 |

製造販売元

クックメディカルジャパン合同会社
〒164-0001 東京都中野区中野4-10-1
中野セントラルパークイースト
TEL: 03-6853-9470
cookmedical.co.jp

Asia Pacific Customer Service

Australia: +61 734346000, cau.custserv@cookmedical.com
China: +86 2154519599, chinacssupport@cookmedical.com
Hong Kong: +852 34721688, cs.cahk@cookmedical.com
India: +91 4461993000, india.orders@cookmedical.com
Japan: +81 368539470, info-japan@cookmedical.com
Korea: +822 62923500, kr.orders@cookmedical.com
Malaysia: +603 76693889, cs.malaysia@cookmedical.com
Singapore: +65 63207678, cooksea.cs@cookmedical.com
Taiwan: +866 266283500, cooktwn@cookmedical.com
Thailand: +66 21688630, th.orders@cookmedical.com
SADC: +65 63207600, sadc_cs@cookmedical.com
cookmedical.com

